

テルモ連携 ご紹介資料

Care Total System
KOTOBUKI

介護トータルシステム『寿』は、南日本情報処理センターが提供する業務支援システムです。介護業務を総合的にサポートし、より効率的な業務の遂行をご支援いたします。

テルモ社の通信機能付バイタルサイン測定機器より、血圧・脈拍・体温・血糖値・SpO₂を計測し、カードリーダー経由で『寿』のバイタル情報へ記録する機能です。

バイタル測定値の入力漏れや、転記ミスを防ぎます。

HR ジョイント連携対応機器から寿バイタル情報へ 連携イメージ図

血圧・脈拍



機器名称

- 医用電子血圧計 エレマーノ2
- 医用電子血圧計 H700

血糖値



機器名称

- 血糖計 メディセーフフィット
- 血糖計 メディセーフフィットスマイル

体温



機器名称

- 電子体温計 C215

SpO₂



機器名称

- パルスオキシメータ ファインパルスSP



カードリーダー

SONY(株) PaSoRi RC-S380

『寿』サーバ
バイタル情報へ



HR ジョイント対応機器からバイタル情報の取り込み

『寿』システム側の利用者別サービス記録にてバイタル情報の取り込みが行えます。

利用者別サービス記録

記録日: H30/12/18 記録者: 職員 太郎 内容検索: [検索]

※H30/11/19~H30/12/18の記録を一覧に表示しています。

列設定

画面左下に「カードリーダーにHR ジョイント対応機器をタッチしてください」と表示され、タッチすると、寿側へバイタル情報が取り込まれます。

カードリーダーにHRジョイント対応機器をタッチしてください

× 閉じる

介護施設のスタッフの方が測定された機器をカードリーダーにタッチします。



利用者別サービス記録での参照から温度板でのグラフ表示

『寿』システム側で取り込んだバイタル情報は、記録一覧や温度板で確認できます。

